

Уважаемые коллеги!

Для предоставления акции R2Gate необходимо заполнить бланк-анкету для выбора того или иного варианта получения услуги.

Ф.И.О. врача*	
Ф.И.О. пациента*	
Клиника*	
Эл. Почта*	
Телефон*	
Адрес клиники*	
Дилер или менеджер компании* (при использовании AR, АО, IMPRO)	
Имплантационная система*	
При заказе хирургических шаблонов R2Gate под системы имплантатов: AnyRidge, AnyOne, IMPRO – после операции обязательно предоставление данных ОПТГ или КЛКТ с индивидуализацией пациентов. Также может потребоваться предоставление счета от менеджера или дилера о продаже имплантатов. Без соблюдения этого протокола – перевыставляется счет по цене других имплантационных систем и более акция не распространяется.	
Область планирования имплантатов*	
Количество имплантатов	
Вариант изготовления R2Gate шаблонов	<ol style="list-style-type: none">1. Самостоятельно (только конвертация)2. Самостоятельно (R2GateRussia – конвертация и печать шаблона)3. Сканирование, планирование и печать проводится в R2GateRussia
Акция действует до 31.12.2019 г.	

*- обязательно к заполнению. В случае неполного заполнения – работа по изготовлению шаблонов не проводится.

R2Gate

Заказчик готовит файл самостоятельно

Заказчик создает итоговый файл для печати - лаборатория R2GateRussia создает и печатает шаблон

Полный протокол в лаборатории R2GateRussia

Наименование	Цена, если система АО, AR, IMPRO	Цена, если чужая система
Сканирование моделей	0	0
Планирование имплантации	0	0
Конвертация файла	0	40\$
Дизайн шаблона	0	0
Печать шаблона	0	0
Проверка файла (опция)	1000 руб	

Наименование	Цена, если система АО, AR, IMPRO	Цена, если чужая система
Сканирование моделей	0	0
Планирование имплантации	0	0
Конвертация файла	0	40\$
Дизайн шаблона	0	согласно прайсу
Печать шаблона	2500 руб	
Проверка файла (опция)	1000 руб	

Наименование	Цена, если система АО, AR, IMPRO	Цена, если чужая система
Сканирование моделей (за 1 модель)	400 руб	600 руб
Планирование имплантации (за 1 ед)	600 руб	
Конвертация файла	0	40\$
Дизайн шаблона	0	согласно прайсу
Печать шаблона	2500	